


## エイプリッター

## 八つ折り棒担架



### FEATURE

- 素早く展開や折り畳みをすることができます。
- ベッド部は取り外し可能なメッシュ地なので通気性がよく、水や砂等が溜まることはありません。
- 必要に応じて部品交換が容易に行えます。
- 2本の患者固定ベルトが標準装備されています。
- U.S. ミリタリーの採用基準 SOCOM TCCC プログラムに合格しています。

- SOCOM (Special Operations COMmand)
- TCCC (Tactical Combat Casualty Care)

オプション：  
キャリングバックパック ケース



### SPECIFICATIONS

- 安全の為、要救助者の頭部を固定する際は、頸椎固定具を併用して下さい。

長さ	幅	高さ	重量	安全荷重	折畳時寸法
231cm	56.5cm	15.5cm	9.2kg	159kg	約40×49×22cm

仕様は改良のため、予告なしに変更される事があります。

ファーノ・ミリタリー・システムズ社製

輸入元

**FERNO**  
Japan

ファーノ・ジャパン・インク日本支社  
〒101-0032  
東京都千代田区岩本町1-9-5 F Kビル 4F  
TEL 03 (5820) 4649 FAX 03 (5820) 4669  
URL <http://www.ferno-jp.com>

販売代理店