

イージーフィックス バキュームマットレス



広げた状態
(マットレス外側)

特長

- マットレスの形状を、新たに開発した『Vシェイプ』にすることによって、従来のバキュームマットレスに比べて約20%のコンパクト化を実現。収納スペースに困りません。
- 頭部から頸部にかけて補強板が内蔵されているので、頸椎の固定がより確実に行えるよう改良されています。
- オールインワンの一体型固定ベルトシステム『Xシステム』は、たすき掛け状に傷病者を固定することが出来るので、更なる固定力を提供します。また、5本の各ベルトはすべて色分けされているので救急現場で素早く固定することが可能です。
- マットレス外側には保護層が取り付けられているので、摩擦等によるマットレスの損傷を軽減します。
- 内部構造を細分化することで、常にビーズが均一化され、より素早くマットレス内部の空気を減圧することが出来ます。
- 人間工学に基づいて設計されたキャリングハンドルが10箇所についているので、容易に搬送が行えます。
- EN1789と1865の規格に合致しています。

製造販売届出番号：13B1X00226000032

仕様

寸法	法	208×130cm
重量	量	約10kg
最大荷重	重	250kg
色	色	グリーン
構成	品	バキュームポンプ リペアキット 収納ケース



収納時

【輸入元】

FERNO
Japan

ファーノ・ジャパン・インク 日本支社
〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-9-5
FKビル4階
TEL 03-5820-4649 FAX 03-5820-4669
URL: <http://www.ferno-jp.com>
米国本社 オハイオ州ウィルミントンウェイルウェイ70

【販売代理店】