



# Flotation Collar

CODE : 538010

フローテーションカラー

**Quick & Easy  
Flotation Assistance**  
for water rescue



収納状態

CE

水上で傷病者を救助する際、浮揚しながら救助が行えます。

フローテーション カラーは軽量で柔軟性があり、2つに分かれた設計により多種多様なバスケット ストレッチャーに素早く、かつ容易に取り付けることができます。



## 特徴

- タイタンシリーズ、モデル71シリーズ、ガゼールシリーズ、アドバンテージ バasket ストレッチャーと併用できるようデザインされています。
- 傷病者をBasketストレッチャーに収容後、上半身が浮いた状態を維持することができます。
- Basket ストレッチャー内にコンパクトに収納することができます。
- 浮力は約20kgです。



タイタンシリーズ

各Basket ストレッチャー シリーズに併用可能



モデル71シリーズ



ガゼールシリーズ



アドバンス Basket ストレッチャー

## 仕様

全長	133 cm
幅	10 cm
厚さ	21 cm
重量	2.0 kg

トラバースレスキュー社製

輸入元



ファーノ・ジャパン・インク 日本支社  
東京都千代田区岩本町1-9-5 FKビル 4F  
TEL : 03 (5820) 4649 FAX : 03 (5820) 4669  
URL : <http://www.ferno-jp.com>

販売代理店