

## 電動式昇降ストレッチャー



*Powered Cot*



### 特長

- ◆ 足部側のタッチパネルを操作する事により、ベッド面が自動的に昇降しますので、医療従事者の腰痛負担を軽減します。
- ◆ 独自のX型レッグフレームは前脚と後脚が連結されているのでCPR時の跳ね返りが少なく、効果的な圧迫効果が得られます。
- ◆ バックレストはガスダンパー式なので約0～85°まで無段階調節が行えます。
- ◆ 頭部側のドロップフレーム（5段階）と足部側のリフトバー（3段階）は、持ち上げる際や搬入時により、力が入り易い角度に調節が可能で、狭い場所での搬送時にも有効です。
- ◆ 6インチワイドスイーベルキャスターの採用により、起伏が多い路面でも安定した搬送が行えます。
- ◆ 通常のマニュアル操作での高さ調節も可能です。（33～104cm）
- ◆ バッテリーゲージがありますので、常にバッテリーの状態を確認する事ができます。



直流24ボルトの電源と油圧アクチュエーターによって作動します。



タッチパネル部を広く取る事で、手の大きさや握る位置に関わらず操作し易い構造になっています。

## 仕様

長さ	最長	211 cm
	最短	155 cm
高さ	最高	104 cm
	折畳	33 cm
幅		61 cm
ローディングホイール	高さ	86 cm
最大荷重	最高位	318 cm
	最低	454 cm
電源		24 VDC
使用対応温度		約 -5 ~ 72°



## オプション&アクセサリ



フットエンドハンドル



ICS



ユニヴァーサルサイドレール



パーソナライズラベル



LBSボード



ディアライズキックスタンド



エクイップメントホーク



パワーバック



サイドアームポーチ



I. V. ポール



ファスナー



ソフネット

輸入元 :



**FERNO**  
**Japan, Inc.**

ファーノ・ジャパン・インク 日本支社

〒 101-0032

東京都千代田区岩本町1-9-8第3FKビル3階

TEL 03 (5820) 4649 FAX 03 (5820) 4669

販売元 :