



◆モデル4070は、モデル50-2の後継機種です。

◆上部にセットして使用できるストレッチャーは次のモデルです。

- モデル12-4(S)
- モデル12-5
- モデル12-7
- モデル12-9
- モデル1553(S)
- モデル4155

(モデル155-4は生産中止となり、後継機種モデル4155に変更となりました)



モデル 4070/モデル 12-9



モデル 4070/モデル 12-4

◆ 特徴 ◆

- ホイールにはシールドベアリングを採用していますので、定期的な注油は必要ありません。
- ブレーキの形状を変更したことで、操作性が大幅に向上されています。
- 脚部の形状の変更により、強度がアップされています。
- 高さ調節レバーも操作性に優れた形状のものを採用しています。

◆ 仕様 ◆

全	長	197cm
全	幅	56cm
高	さ	最
		高
		89cm
		最
		低
		25cm
	ローディングホイール	64.5cm
重	量	22 kg
最	大	荷
		重
		159 kg

輸入元:  **FERNO**
Japan, Inc.

ファーノ・ジャパン・インク 日本支社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-9-8 第3FKビル3F
TEL 03 (5820) 4649 (代) FAX 03 (5820) 4669

商品・技術センター: 〒192-0372 東京都八王子市下柚木528-1
TEL 0426 (77) 6656 (代) FAX 0426 (77) 6603

米国本社: オハイオ州ウィルミントン ウェイルウェイ70

取扱店