



# Model 801J Regulators

モデル 801J レギュレーター



## 特 徴

- ◇ 減圧弁にバルブ流量計、酸素吸入用アウトレット 1 個、デマンドバルブと酸素圧吸引器を接続するアウトレット 2 個がついています。
- ◇ 圧力ゲージ破損防止のため、ゴムカバーとプロテクターがついています。

クラス I 医療機器（一般医療機器）製造届出番号  
13B1000226000021

※仕様は改良のため、予告なしに変更される事があります。

輸入元：ファーノ・ジャパン・インク日本支社

〒101-0032

東京都千代田区岩本町 1-9-5 FK ビル 4F

TEL：03(5820)4649

FAX：03(5820)4669



 **FERNO**® FOR LIFE™

販売元：

APR. 2021