

IMS

Integrated Mount System


インテグレート マウント システム



IMSは限られた空間を自由にコーディネート
する事ができる画期的なシステムです。



壁面にファーノトラック
を横向きに設置した状態



※ファーノトラックを設置する場合、壁面の強度計算が必要になります。

特 長

- ファーノトラックは車両内や室内の壁面に設置する事ができます。
- 室内環境に合わせてサイズをカスタマイズする事ができます。
- 器材のデザインに合わせて専用マウント/アダプターを製作する事ができます。
- マウントにあるロック解除レバーを操作することで、移動や取り外しができます。
- 主材質はエアクラフト アルミニウムを使用しています。



リッター アーム



棒担架をリッター アームの上に乗せて固定する事ができます。



カラー バリエーション (全6色)

室内環境に合わせて色を選ぶことができます。

- ① インテリア デザート サンド
- ② ダーク アース
- ③ ハード ブラック アノダイズ
- ④ オリーブ
- ⑤ クリア アノダイズ
- ⑥ エクステリア デザート サンド

※仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

JUL.1.2014

輸入元



ファーノ・ジャパン・インク 日本支社

東京都千代田区岩本町1-9-5 FKビル 4F

TEL : 03 (5820) 4649 FAX : 03 (5820) 4669

販売代理店