



EASY LIFT HARNESS


イージーリフト ハーネス

人間工学に基づき設計

より安全な救急活動

Feature

- ◇ ストレッチャー等を持ち上げる際の負荷を身体全体に分散できます。
- ◇ イージーリフトハーネスのサポートにより、女性の方でもストレッチャー等の操作が今まで以上に容易になります。
- ◇ 正しい身体の使い方ができるため、腰への負担を軽減します。
- ◇ 持ち手の生地はアンチスリッピング加工されており、滑りにくくなっています。
- ◇ フリーサイズ設定により、男性から女性まで幅広く対応しています。
- ◇ 軽量且つコンパクトなので、持ち運びが容易です。
- ◇ 水洗いが可能なので、清掃が簡単に行えます。



Operation



ハンドルをしっかりと握り、イージーリフトのベルトをピンと張ります。



腕で持ち上げるのではなく、ベルトを張ったまま肩に荷重を預けて持ち上げます。

※仕様は改良のため、予告なしに変更される事があります。

輸入元：ファーノ・ジャパン・インク日本支社
〒101-0032
東京都千代田区岩本町 1-9-5 FK ビル 4F
TEL：03(5820)4649
FAX：03(5820)4669



 **FERNO**® FOR LIFE™

販売元：

JUN. 2018