

大柄な傷病者やアスリート等の搬送時に使用し、
スクープEXLストレッチャーの幅を10cmアップ！



重さ：245g (1個につき)



耐荷重227kgのスcoopストレッチャーは、幅広い分野で活躍し、大人から子ども、背の高い人から低い人まで対応し安全に搬送を行うことができます。しかし、体格が大きい傷病者やアスリートを収容する際は、しばしば身体のサポートや取り回しに時間を要したりする場合があります。そのような場合に、「スcoop エキスパンダー キット #65EXL シリーズ用」を取り付けて、スcoop EXL ストレッチャーの幅を広げることで、大柄な体格の傷病者も安全にかつ迅速に搬送が行えるようになります。



- ・簡単なワンタッチ取り付け
- ・傷病者の体格に合わせて頭部側のみでの使用も可
- ・大柄な傷病者に対応するため、ベルトの延長パーツも付属
- ・耐荷重**227kg**(スcoopストレッチャーと同等)
- ・取り付け前の幅 43.5 cm、取り付け後の幅 53.5 cm(10 cmアップ)
- ・収納ケース付き

取付無し



取付:頭部側のみ



取付:両側



輸入元：**FERNO**
Japan

ファーノジャパンインク日本支社

〒101-0032

東京都千代田区岩本町 1-9-5 FKビル 4F

TEL:03-5820-4649 FAX:03-5820-4669

URL:<http://www.ferno-jp.com>

販売代理店: