

フカーノ・ケッドは狭所や車両からの救出資器材として1970年代後半に開発されました。

救急現場で必要不可欠なより素早く、安全に固定/搬送が行えるフカーノ・ケッドに都市型救助に必要な吊り上げ/下げ機能と更なる革新的な機能を追加し、ここに「フカーノ・ケッドプロ」として新たに誕生致しました。

### ★特 徴★

①A・B・C・Dの幅をより広くする事により、固定後の頸椎の動きや搬方向への湾曲を防止します。

②患者の後ろに差し込む際の摩擦抵抗を軽減させる為に外側に縫い付けられているA・Bは糸となっており、容易に差し込む事が可能です。

③21°竹馬・木の幅をより広くする事により、固定後の頸椎の動きや搬方向への湾曲を防止します。

④A・B・C・Dの幅を従来品に比へ約10cm大きくする事によって患者の頭部をしっかりと包み込む構造です。

⑤新設したショルダーストラップとフットストラップを併用する事によって、搬送中における患者の動きを最小限に抑える事が可能となり、また「リクライ」と併用する際の固定が簡単に行えます。

⑥三箇所の特リッジポイントに「リクライ」の「リクライ」を取り付ける事により吊り上げ/下げが簡単に行えます。

⑦「リクライ」部には切れ込みが入っており、患者の首に当り、一番上のストラップのみはすして胸部観察や治療が行えます。

⑧収納穴に容易に収納できるよう、本体が開くの防止するA・Bは糸が取り付けられています。

⑨「リクライ」と「フットストラップ」に使用されている「リクライ」は金属製なので、従来品に比へて安全性が向上しています。

⑩「フットストラップ」には位置調節が可能で「リクライ」を取り付けられているので、吊り上げ時における大腿部への負荷を軽減します。

⑪「フットストラップ」にはA・Bの調節が付けられており、「リクライ」に貼りつけて収納できます。

⑫患者の顔の下に差し込む部分を従来品より大きくする事で、より多くの患者の体型に適用する事ができます。

⑬収納穴の外側には大きく「リクライ」はあるので頸椎が「首」の必要資器材をわけておく事ができます。

⑭収納穴には背負い具があることで容易に持ち運びが可能です。

※専用の吊り上げ/下げ用リフティングライドルは別売りとなります。



輸入元：フカーノ・シヤパン・インク日本支社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町 1-9-8

TEL : 03 (58220) 4649

FAX : 03 (58220) 4669

販売代理店：