


スノースキッド (タイタンシリーズ用) 商品コード:030231004

救助活動をさらに効率的に！！

雪上や柔らかい地表を移動可能！！

頭側

引く方向



進行方向に合わせて取り付け方を変更

足側

引く方向



雪上で使用した際に雪や土などの異物の侵入を防ぎ、底面の保護に有効。

高強度のウェビングを使用し、専用に設計された穴を通し取り付け。
過酷な環境下でも外れることはなく、脱着も可能。



予め分離した状態で設計されているため、タイタン分離型と一体型両方に対応。
スノースキッドを取り付けた状態で分離させても重ねて持ち運ぶことが可能。



構成:スノースキッド上下
:ウェビング 4.5mブルー × 2本 付属
材質:高密度ポリエチレン樹脂製

重さ:2.3 kg(付属ウェビング 2本含む)
寸法:115 cm × 67 cm(上半身部)
:111 cm × 65 cm(下半身部)

※本体が鋭利な面と接触すると傷や破損の原因となります。

※アスファルトやコンクリート上など硬い路面上で使用した場合、底面が著しく消耗し破損する場合があります。

 **FERNO**® FOR LIFE™

発売元:ファerno・ジャパン・インク日本支社
〒101-0032
東京都千代田区岩本町 1-9-5 FK ビル 4F
TEL: 03(5820)4649
FAX: 03(5820)4669

 **FERNO**
Japan

販売元:

MAY.2018