

リアロック

ストレッチャーの車内固定がノータッチ!



FW-200 (スタンダードタイプ)



FW-201 (Sタイプ)

適応機種

ファーノ・ワシントン社製トランスポーター4080、4080-S、4070、4070-S、及び旧型のアンダーキャリッジ(50-2、50-2JS、50-6、50-6JS)。

特長

- リアロックはフックとロックボックスがセットになっています。
- ストレッチャーを車内に搬入した際に押し込むだけで固定が行えます。
- 搬出時の固定解除は片手でレバーを引くだけで行えます。
- 高規格救急車にも取り付けが可能です。

※前受け(フロントフック)は別売りです。

※現在使用しているファスナーをリアロックに変更するにはファスナー(モデル5-13、5-15、5-23等)をロックボックスに変更し、フックを交換した後にフックに付いているピンの位置調整が必要です。



FW-200

フック



ロックボックス



FW-201

Sタイプ用フック



ロックボックス

輸入元:



FERNO
Japan, Inc.

ファーノ・ジャパン・インク 日本支社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-9-8 第3FKビル3F
TEL 03(5820)4649(代) FAX 03(5820)4669
商品・技術センター: 〒192-0372 東京都八王子市下柚木528-1
TEL 0426(77)6656(代) FAX 0426(77)6603
米国本社: オハイオ州ウェイルウェイ70

販売店: