

避難用搬送機器

SAFE EVACUATION CHAIR

セーフエバキュエーションチェア

セーフエバキュエーションチェアは、歩行困難な人を階段を使用して安全に階下へ降ろす際に使用する椅子型の救急避難用搬送機器です。エレベーターが使用不能な災害時や緊急時に使用します。



特徴

- ・階段の角をスキー部で滑らせる機構なので、スムーズに移動することが出来ます。
- ・11kgと軽量なので、状況が許せば一旦搬送終了後にチェアを携行して再び元の場所に戻り、繰り返し避難作業を行うことが出来ます。
- ・コンパクトに素早く折り畳め、幅53cm、奥行22cmの場所に収まります。
- ・頭部、腹部を固定するストラップが付いています。
- ・収納カバーと壁掛け用ブラケットが付属されています。
- ・材質は主にアルミ（一部は鉄）です。



折り畳み時

収納カバー付

★動画をホームページでご覧ください★
<http://www.ferno-jp.com>



ヘッドストラップ

固定ストラップ

ガスダンパー

直進キャスター

フットレストバー

自在キャスター



スキー部（ベルト）

ベルトは使用頻度や保管状況により、消耗・経年劣化しますので、定期的に交換する必要があります。

仕様

	高さ	幅	奥行	重量	最大荷重
展開時	134cm	53cm	89cm	11kg	180kg
折畳時	105cm	53cm	22cm		



階段部以外は、4輪走行します。



階段上部で4輪走行から、スキー部走行に切り替えます。

スキー部を階段先端部に接地させながら走行します。



階段踊り場では、4輪走行で方向転換をします。体格にもよりますが、約160cm四方以上のスペースで切り返しが出来ます。

輸入元

FERNO
Japan

ファーノ・ジャパン・インク 日本支社

東京都千代田区岩本町1-9-8
 第3FKビル3階
 TEL: 03-5820-4649
 FAX: 03-5820-4669

販売店

※ 仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。