



FERNO[®] Product Catalogue

SAM[®]ジャンクショナルターニケット

鼠径部、腋窩における圧迫止血をサポートするために使用します。また、骨盤骨折が疑われる際、骨盤固定のため、使用することもできます。

主な特長

① オートストップバックル

クリック音により、緩みがなく、適切な圧で装着されたことを確認できます。

② プレジジョンストラップ

ストラップの穴が正確な位置にあり、素早く、確実な固定をサポートします。

③ コントロールポンプ

ターゲットコンプレッションデバイス(TCD)を膨らませ、正確に圧を加えて止血をコントロールします。

④ ターゲットコンプレッションデバイス(TCD)膨らむと最大高さが8.1cmになり、鼠径部、腋窩に設置して圧迫出血をサポートします。

⑤ TCDエクステンダー

鎖骨下への装着が求められる場合、ターゲットコンプレッションデバイスの上に設置して使用します。

⑥ 腋窩用ストラップ (写真なし)

腋窩を圧迫止血する時、本製品の固定をサポートするために使用します。

⑦ X線透過性

バックルのステンレス製バネを除く、全ての材質はX線透過性のため、取り外すことなくX線撮影、CTスキャンを行うことができます。



専用ポーチ



基本原理

プレジジョンストラップを引き、150Nに達するとオートストップバックルが作動して突起が出ます。その後、ベルクロを使用して固定します。本製品は、単回使用です。

寸法/材質

• ベルト/バックル	10 x 142 cm	コーデュラ、ナイロンウェビング
• ターゲットコンプレッションデバイス	11 x 2 cm	ポリウレタン、ポリカーボネイト
• エクステンダー	10 x 5 cm	ポリカーボネイト
• ハンドポンプ	3 x 13 cm	非フタル酸ポリ塩化ビニール
• 腋窩用ストラップ	5 x 92 cm	ナイロン

総重量

590g

製品コード

030216003 SAM ジャンクショナルターニケット

医療機器届出番号

13B1X00226000039



製造販売元 ファーノ・ジャパン・インク

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-9-5 FKビル

4F TEL 03-5820-4649 FAX 03-5820-4669

www.ferno-jp.com



製造元 SAM Medical Products

12200 SW Tualatin Rd., Ste 200

Tualatin, OR 97062 USA

製品のご使用にあたっては、製品に付属の、取扱説明書を必ずお読みください。

本カタログ掲載品の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。